



## SurgicalMedi

**Descrição Técnica:** Agulha aspirativa, com marcação em centímetros.

**Nome Comercial:** Chiba

**Código:** CH

**Marca:** Medax

**Fabricante:** Medax Medical Devices

**Procedência:** Itália

### Medidas:

Chiba	Tamanho (mm)									
Ø (Ga)	Cor	60	80	100	120	160	180	200	250	300
18	Rosa	CH18 060-00	CH18 080-00	CH18 100-00	CH18 120-00	CH18 160-00	CH18 180-00	CH18 200-00	CH18 250-00	CH18 300-00
20	Amarelo	CH20 060-00	CH20 080-00	CH20 100-00	CH20 120-00	CH20 160-00	CH20 180-00	CH20 200-00	CH20 250-00	CH20 300-00
21	Verde claro	CH21 060-00	CH21 080-00	CH21 100-00	CH21 120-00	CH21 160-00	CH21 180-00	CH21 200-00	CH21 250-00	CH21 300-00
22	Preto	CH22 060-00	CH22 080-00	CH22 100-00	CH22 120-00	CH22 160-00	CH22 180-00	CH22 200-00	CH22 250-00	CH22 300-00

**Registro no Ministério da Saúde:** 80157810006

**Apresentação:** Caixa com dez unidades

**Prazo de Validade:** 5 anos

**Embalagem:** Unitária - Blister

Produto Estéril. Esterilizado por Óxido de Etileno

Produto de Uso Único. Proibido Reutilizar ou Reprocessar

### INDICAÇÃO, FINALIDADE OU USO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

Utilizadas para coleta de material para avaliação citológica e administração de anestesia.



SurgicalMedi Importadora e Distribuidora de Materiais Cirúrgicos Ltda ME

Rua Flórida, 344 - Barreirinha - Curitiba/PR CEP 82.560-130

Phone: +55 41 3030 2769

Mobile: +55 41 9 9679 8613

<http://surgicalmedi.com/>