



**Descrição Técnica:** Agulha Introdutora Coaxial.

**Nome Comercial:** Cox

**Código:** Cx

**Marca:** Medax

**Fabricante:** Medax Medical Devices

**Procedência:** Itália

**Medidas:**

CX	Tamanho (mm)								
	Ø (Ga)	Cor	30	50	70	110	130	150	200
13	Azul	13 030-00	13 050-00	13 070-00	13 110-00	13 130-00	13 150-00	13 200-00	13 250-00
15	A. Marinho	15 030-00	15 050-00	15 070-00	15 110-00	15 130-00	15 150-00	15 200-00	15 250-00
17	Vermelho	17 030-00	17 050-00	17 070-00	17 110-00	17 130-00	17 150-00	17 200-00	17 250-00
19	Crème	19 030-00	19 050-00	19 070-00	19 110-00	19 130-00	19 150-00	19 200-00	19 250-00
20	Amarelo	20 030-00	20 050-00	20 070-00	20 110-00	20 130-00	20 150-00	20 200-00	20 250-00

Para encontrar o código desejado para a agulha coaxial, cruzar as medidas da agulha de biópsia exibidas nas caixas cinzentas.

Exemplo: Para a agulha 16g100mm cruzar a referência para encontrar o código correto do co-axial neste caso 15 050-00.

Ø (Ga)	Tamanho (mm)								
	Código de cor	80	100	120	160	180	200	250	300
14	Azul	13 030-00	13 050-00	13 070-00	13 110-00	13 130-00	13 150-00	13 200-00	13 250-00
16	A. Marinho	15 030-00	15 050-00	15 070-00	15 110-00	15 130-00	15 150-00	15 200-00	15 250-00
18	Vermelho	17 030-00	17 050-00	17 070-00	17 110-00	17 130-00	17 150-00	17 200-00	17 250-00
20	Crème	19 030-00	19 050-00	19 070-00	19 110-00	19 130-00	19 150-00	19 200-00	19 250-00
21	Amarelo	20 030-00	20 050-00	20 070-00	20 110-00	20 130-00	20 150-00	20 200-00	20 250-00

**Registro no Ministério da Saúde:** 80157810006

**Apresentação:** Caixa com dez unidades

**Prazo de Validade:** 5 anos

**Embalagem:** Unitária - Papel Grau Cirúrgico

Produto Estéril. Esterilizado por Óxido de Etileno

Produto de Uso Único. Proibido Reutilizar ou Reprocessar

---

SurgicalMedi Importadora e Distribuidora de Materiais Cirúrgicos Ltda ME

Rua Flórida, 344 - Barreirinha - Curitiba/PR CEP 82.560-130

Phone: +55 41 3030 2769

Mobile: +55 41 9 9679 8613

<http://surgicalmedi.com/>

**INDICAÇÃO, FINALIDADE OU USO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:**

A agulha introdutora Cox é utilizada como guia para biópsia, pois permite a aquisição de vários fragmentos com uma única punção.



**CARACTERÍSTICAS:**

- Ponta romba (não é cortante) e ecogênica. (pode ser visualizada no ultrassom)
- Limitador de profundidade.
- Marcação centimetrada. (marcação ecogênica de um em um centímetro)
- Conector Luer Lock. (encaixe para seringa)
- Mandril com ponta piramidal (trifacetada ou duplo diamante)

Cânula Externa siliconizada com marcação em centímetros, conector luer lock e limitador de profundidade.

Quando é necessário obter um maior número de fragmentos, será utilizado um sistema auxiliar para a biópsia, chamado "coaxial", no qual um guia permanece em contato com a lesão e múltiplos fragmentos podem ser obtidos sem a necessidade de várias passagens através da pele, evitando desconforto e tempo prolongado de exame.

Medidas mais utilizadas: gauge 13 e 17.

O profissional que faz a biópsia é o médico radiologista ou o ultrassonografista.

---

SurgicalMedi Importadora e Distribuidora de Materiais Cirúrgicos Ltda ME

Rua Flórida, 344 - Barreirinha - Curitiba/PR CEP 82.560-130

Phone: +55 41 3030 2769

Mobile: +55 41 9 9679 8613

<http://surgicalmedi.com/>