



**SurgicalMedi**

**Descrição Técnica:** Instrumento de biópsia automático, reutilizável, pequeno e de excelente performance, o **Alpha Core** foi projetado para biópsia histológica. Permite os avanços de 22mm e 15mm. Possui um sistema de segurança que impede o disparo acidental. Com sua facilidade de uso, permite ser manipulado com uma única mão.

**Nome Comercial:** Alpha Core

**Código:** Alpha Core

**Marca:** Alpharad

**Fabricante:** Alpharad

**Registro no Ministério da Saúde:** 80634880008

**Apresentação:** Caixa 1 unidades

**Prazo de Validade:** Indeterminado

**INDICAÇÃO, FINALIDADE OU USO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:**

Utilizado para coleta de material para avaliação histológica.



---

SurgicalMedi Importadora e Distribuidora de Materiais Cirúrgicos Ltda ME

Rua Flórida, 344 - Barreirinha - Curitiba/PR CEP 82.560-130

Phone: +55 41 3030 2769

Mobile: +55 41 9 9679 8613

<http://surgicalmedi.com/>