

**Descrição Técnica:** Agulha p/ biópsia de tecido macio com disparo totalmente automático.

**Nome Comercial:** Medone

**Código:** MO

**Marca:** Medax

**Fabricante:** Medax Medical Devices

**Procedência:** Itália

**Medidas:**

Ø (Ga)	Código de cor	Tamanho (mm)								
		80	100	120	130	160	180	200	250	300
14	Verde escuro	MO 14 080-00	MO 14 100-00	MO 14 120-00	MO 14 130-00	MO 14 160-00	MO 14 180-00	MO 14 200-00	MO 14 250-00	MO 14 300-00
16	Branco	MO 16 080-00	MO 16 100-00	MO 16 120-00		MO 16 160-00	MO 16 180-00	MO 16 200-00	MO 16 250-00	MO 16 300-00
18	Rosa	MO 18 080-00	MO 18 100-00	MO 18 120-00		MO 18 160-00	MO 18 180-00	MO 18 200-00	MO 18 250-00	MO 18 300-00
20	Amarelo	MO 20 080-00	MO 20 100-00	MO 20 120-00		MO 20 160-00	MO 20 180-00	MO 20 200-00	MO 20 250-00	MO 20 300-00
21	Verde Claro	MO 21 080-00	MO 21 100-00	MO 21 120-00		MO 21 160-00	MO 21 180-00	MO 21 200-00	MO 21 250-00	MO 21 300-00

**Registro no Ministério da Saúde:** 80634880047

**Apresentação:** Caixa com dez unidades

**Prazo de Validade:** 5 anos

**Embalagem:** Unitária - Blister

Produto Estéril. Esterilizado por Óxido de Etileno

Produto de Uso Único. Proibido Reutilizar ou Reprocessar

**INDICAÇÃO, FINALIDADE OU USO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:**

As agulhas para biópsia de tecidos moles são utilizadas para coleta de material para avaliação histológica. Tem seu uso indicado para elucidação de alterações patológicas de etiologia indeterminada, e para análise de aspirado ou amostra de tecido de acordo com critérios histológicos ou citológicos.



SurgicalMedi Importadora e Distribuidora de Materiais Cirúrgicos Ltda ME

Rua Flórida, 344 - Barreirinha - Curitiba/PR CEP 82.560-130

Phone: +55 41 3030 2769

Mobile: +55 41 9 9679 8613

<http://surgicalmedi.com/>