

KIT
CISTOSTOMIA SUPRA-PÚBICA Para drenagem da bexiga em caso de obstrução uretral.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- + O cateter de poliuretano proporciona conforto ao paciente.
- + Cânula Peel Away com agulha e dilatador ou Cânula metálica.
- + Diâmetros dos cateteres de 8fr a 24fr para utilizar com cânula Peel Away.
- + Diâmetros dos cateteres de 8fr a 14fr para utilizar com cânula metálica.
- + Opção de ponta Pigtail.
- + Kit completo.

1.1 CATETER COM PONTA PIGTAIL



1.2 CÂNULA PEEL AWAY COM AGULHA E DILATADOR



OU

1.3 CÂNULA METÁLICA



CONTÉM

01 CATETER CISTOSTOMIA PONTA PIGTAIL

01 ALISADOR DE METAL

01 CÂNULA PEEL AWAY OU METÁLICA

01 TUBO DE CONEXÃO

01 TORNEIRA DE 3 VIAS

02 ASAS DE FIXAÇÃO

01 BISTURI



CYST: Cateter Cistostomia com cânula Peel Away
XX: Diâmetro em Fr
T: Configuração da ponta, Sendo J para pigtail
K: Kit completo



SUP: Cateter Cistostomia com cânula metálica
XX: Diâmetro em Fr
T: Configuração da ponta, Sendo J para pigtail
K: Kit completo

CHAVE DE CÓDIGO
CYST-XX-T-K

ANVISA

81665690005 para Kit cistostomia
com cânula Pell Away

CHAVE DE CÓDIGO
SUP-XX-T-K

ANVISA

81665690007 para Kit Cistostomia
com cânula metálica