

## **CATETER DUPLO J** Para drenagem **COM EMPURRADOR** temporária da pelve **INTELIGENTE** renal para a bexiga.

### CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- + O Cateter Duplo J Amecath é feito de poliuretano radiopaco.
- + Oferecemos com e sem revestimento hidrofílico.
- + O revestimento hidrofílico está disponível para melhorar a aplicação do cateter, diminuir o incidente de infecção associada e expandir a permanência.
- + O material utilizado no revestimento hidrofílico é projetado somente para cateteres urinários.
- + Todos os nossos cateteres são projetados para atender às necessidades clínicas de drenagem a curto prazo de permanência até 30 dias, oferecendo biocompatibilidade comprovada pelo tempo de permanência.
- + Projetado para suavizar com a temperatura do corpo e tornar-se compatível com a anatomia do ureter.
- + Reduz o risco de migração devido à alta resistência de retenção das voltas "J".
- + Promove melhor drenagem com um design de parede fina e maior diâmetro interno do cateter e múltiplos orifícios de drenagem.
- + Fornece excelente resistência do material e a superfície lisa do cateter facilita a inserção e aumenta o diâmetro interno do ureter.
- + Várias configurações de diâmetros 3fr - 8fr e comprimentos de 12 cm - 34 cm.
- + Duas opções de empurradores, ambos com 40 cm de comprimento, sendo:
  - Empurrador inteligente com a opção de conectar no cateter e reposicionar se for necessário, utilizando tecnologia coaxial para soltar. Possui luer lock integrado no empurrador para travar o fio se necessário, substitui os clamps.
  - Empurrador simples e 2 clamps.

## EMPURRADOR INTELIGENTE



OU

## EMPURRADOR SIMPLES 2 CLAMPS



## FIOS COMPATÍVEIS

DIÂMETRO DE 0.021" PARA 3FR E 3.6FR

DIÂMETRO DE 0.028" PARA 4FR, 4.7FR E 4.8FR

DIÂMETRO DE 0.032" OU 0.035" PARA 4.7FR E 4.8FR  
PARA EMPURRADOR SIMPLES

DIÂMETRO DE 0.035" PARA 5FR E 6FR

DIÂMETRO DE 0.038" PARA 7FR E 8FR

CHAVE DE CÓDIGO  
DLU-XX-YY-PP-S/S-C

DLU : Cateter Duplo J.

XX: Diâmetro em FR

YY: Comprimento em cm. Ou MM para múltiplos comprimentos (24-34 cm).

PP: Tipo do empurrador. (SP) para Empurrador simples ou (CP) para Empurrador coaxial.

S/S: Tipo de ponta. (O/O) Aberta/Aberta, (O/C) Aberta/Fechada ou (C/C) Fechada/Fechada.

C: Tipo de cobertura do cateter: (0) não hidrofílico, (H) Hidrofílico.

## ANVISA

81665690015 para Cateter de poliuretano com revestimento Hidrofílico e pontas abertas e Empurrador Coaxial Inteligente.

81665690016 para Cateter de poliuretano e pontas abertas e Empurrador Coaxial Inteligente.

81665699003 para Cateter de poliuretano com revestimento Hidrofílico e pontas abertas e Empurrador Simples.

81665699004 para Cateter de poliuretano e pontas abertas e Empurrador Simples.



**SurgicalMedi**

IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA ME

Rua Flórida, 344 – Barreirinha – Curitiba/PR – CEP 82.560-130

Fone: +55 41 3030 2769

[surgicalmedi.com](http://surgicalmedi.com)