


FIO GUIA **COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO**

Ele foi projetado para guiar cateter urinário, técnica de seldinger ou intravascular.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- + Ponta flexível para melhor aplicação durante o procedimento.
- + Fio guia com revestimento hidrofílico para maior agilidade e suavidade durante o procedimento.
- + É construído com núcleo em Nitinol que facilita o acesso e se torna resistente a torções.
- + Diâmetros de 0.025", 0.028", 0.032", 0.035" e 0.028". Comprimentos de 150cm, 180cm, 260cm e 450cm.
- + A Safe & Soft oferece fio guia com ponta reta (S) ou curva (J).
- + Fio guia Hipoalergênico e Radiopaco.



Anvisa: 81665699008