

AGULHA CÂNULA DE LOCALIZAÇÃO DE NÓDULO MAMÁRIO GANCHO DUPLO

Destina-se ao uso na localização pré-operatória de lesões mamárias na coleta de células para biópsia citológica.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

- Possui uma ponta ecogênica para melhor visualização no ultrassom.
- Construção de parede leve e ultra fina.
- A parte da cânula possui marcações em centímetros para dar referência de profundidade durante o procedimento.
- Para maior segurança os hubs são codificados por cores para facilitar a determinação do tamanho do medidor.
- O limitador de profundidade com código de cores iguais ao instrumento de biópsia compatível.
- O limitador regulável também ajuda a observar a introdução da agulha trazendo mais segurança ao paciente.
- A agulha cânula da safe&soft é siliconizada, leve, compacta e de fácil manuseio.
- O Estilete de encaixe possui extremidade do chanfro trigonal para facilitar a penetração.
- Cubo de cânula transparente para boa visualização de líquidos.
- É um instrumento de marcação de lesão preciso e fácil de usar em mamografia, ultrassonografia e estereotaxia.
- Permite localização precisa de lesões não palpáveis.
- Gancho duplo para maior segurança do paciente, diminuindo as possibilidades de migrar.
- Possibilidade de reposicionar o gancho duplo se necessário.



ANVISA: 81665699017

| | Gauge | Comprimento | | | | |
|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 05cm | 07cm | 10cm | 12cm | 15cm |
| B-L72 | 18 | B-L721805 | B-L721807 | B-L721810 | B-L721812 | B-L721815 |
| | 20 | B-L722005 | B-L722007 | B-L722010 | B-L722012 | B-L722015 |

B-L72 Caixa c/ 10 unidades