

## **FIO GUIA**

### **PTFE (TEFLONADO)**

Ele foi projetado para guiar cateter urinário, técnica de seldinger ou intravascular.

## **CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS**

- + Ponta flexível para melhor aplicação durante o procedimento.
- + Fio guia Teflonado possui revestimento em PTFE, o qual permite fácil manuseio durante o procedimento.
- + É construído com núcleo em aço inoxidável que garante uma excelente transmissão de torque.
- + Diâmetros de 0.025", 0.028", 0.032", 0.035" e 0.028". Comprimentos de 150cm, 180cm, 260cm e 450cm.
- + A Safe & Soft oferece fio guia com ponta reta (S) ou curva (J).
- + Fio guia Hipoalergênico e Radiopaco.



Anvisa: 81665699007

